

Catálogo



www.beselta.com



Beselta Analytics



@Beseltaanalytics

Pruebas rápidas

Enfermedades vectoriales	3
Enfermedades infecciosas	3
Enfermedades hepáticas	3
Enfermedades de transmisión sexual	3
Enfermedades respiratorias	3
Marcadores tumorales	4
Marcadores cardíacos	4
Marcadores fecales	4
Antígenos gastro-intestinales	4
Embarazo	4

Drogas de abuso

Individual	5
Multipanel	6
Vaso	7

Desionizadoras

8

Quimioluminiscencia

Marcadores tumorales	9
Marcadores cardíacos	10
Marcadores de inflamación	10
Marcadores tiroideos	11
Enfermedades infecciosas	11
Diabetes	12
Hipertensión	12
Metabolismo óseo	12
Anemia	13
H inmunoglobulinas	13
Hormonas	13
Analizador Bcl 6000	14

PRUEBAS RÁPIDAS

Código	Producto	Pruebas por kit	Descripción	Lectura/ Muestra
Enfermedades vectoriales				
VC-001-10	Chagas Ab	10 placas	Detección cualitativa de anticuerpos IgG anti-Trypanosoma cruzi.	
VC-001-25		25 placas		
VC-002-10	Chikungunya IgG/IgM	10 placas	Detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM anti-virus Chikungunya.	
VC-002-25		25 placas		
VC-003-10	Dengue IgG/IgM y NS1 Combo	10 placas	Detección cualitativa de anticuerpos (IgG e IgM) y antígeno NS1 (DEN1, 2, 3, 4) del virus del Dengue.	
VC-003-25		25 placas		
VC-004-10	Dengue IgG/IgM	10 placas	Detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM anti-virus del Dengue.	
VC-004-25		25 placas		
Enfermedades infecciosas				
VC-012-10	Procalcitonina	10 placas	Detección cualitativa de procalcitonina. Sensibilidad de 0.5 ng/mL, 2ng/mL y 10 ng/mL	
VC-012-25		25 placas		
Enfermedades hepáticas				
VC-018-10	HAV IgG/IgM	10 placas	Detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM anti Hepatitis A	
VC-018-25		25 placas		
VC-019-10	HBsAg	10 placas	Detección cualitativa del antígeno de superficie de la Hepatitis B	
VC-019-25		25 placas		
VC-020-10	HCV Ab	10 placas	Detección cualitativa de anticuerpos contra el virus de Hepatitis C.	
VC-020-25		25 placas		
Enfermedades de transmisión sexual				
VC-017-10	Sífilis	10 placas	Detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra Treponema pallidum	
VC-017-25		25 placas		
VC-021-10	VIH 1.2 /HIV p24 Combo	10 placas	Detección cualitativa del antígeno p24 del VIH-1 (Ag) y anticuerpos (Ab) contra el VIH-1 y el VIH-2.	
VC-021-25		25 placas		
VC-022-10	VIH1.2 /Sífilis Combo	10 placas	Detección cualitativa de anticuerpos contra Treponema pallidum, VIH1 y VIH 2.	
VC-022-25		25 placas		
VC-023-10	VIH -1+2 Ab	10 placas	Detección cualitativa de anticuerpos contra VIH1 y VIH 2.	
VC-023-25		25 placas		
Enfermedades respiratorias				
VC-010-10	Influenza A+B	10 placas	Detección cualitativa de los antígenos del virus de la Influenza A y B.	
VC-010-25		25 placas		
VC-024-10	SARS-CoV-2 / Influenza A + B	10 placas	Detección cualitativa de antígeno del virus SARS-CoV-2 y los antígenos del virus Influenza A y B.	
VC-024-25		25 placas		

Simbología





Código	Producto	Pruebas por kit	Descripción	Lectura/ Muestra
Marcadores tumorales				
VC-013-10	PSA	10 placas	Detección cualitativa de antígeno prostático específico.	  
VC-013-25		25 placas		
Marcadores cardiacos				
VC-011-10	Mioglobina/CK-MB/ Troponina I Combo	10 placas	Detección cualitativa de mioglobina humana, CK-MB y Troponina I cardiaca.	  
VC-011-25		25 placas		
Marcadores fecales				
VC-005-10	FOB	10 placas	Detección cualitativa de hemoglobina humana en heces.	 
VC-005-25		25 placas		
Antígenos gastro-intestinales				
VC-006-10	H. pylori Ag	10 placas	Detección cualitativa de antígeno <i>Helicobacter pylori</i> .	 
VC-006-25		25 placas		
VC-007-10	H. pylori Ab	10 placas	Detección cualitativa de anticuerpos (IgG, IgM e IgA) contra <i>Helicobacter pylori</i> .	  
VC-007-25		25 placas		
VC-014-10	Rota/Adeno Ag	10 placas	Deteccion cualitativa de Rotavirus y Adenovirus.	 
VC-014-25		25 placas		
VC-016-10	Rotavirus	10 placas	Detección cualitativa de Rotavirus.	
VC-016-25		25 placas		
Embarazo				
VC-008-10	hCG Test Tira	10 tiras	Deteccion temprana de la Gonadotropina Coriónica Humana (hCG). Sensibilidad de 10 mUI/mL.	 
VC-008-25		25 tiras		
VC-008-50		50 tiras		
VC-009-10	hCG Test Cassette	10 placas	Detección temprana de la Gonadotropina Coriónica Humana (hCG). Sensibilidad de 25 mUI/mL.	
VC-009-25		25 placas		

Simbología



Drogas de abuso individual

Código	Producto	Pruebas por kit	Descripción	Lectura/ Muestra
VC-025-10	Test Drogas de Abuso AMP 500	10 tiras	Tira individual	
VC-025-25		25 tiras		
VC-026-10	Test Drogas de Abuso BZO 300	10 tiras		
VC-026-25		25 tiras		
VC-027-10	Test Drogas de Abuso BAR 300	10 tiras		
VC-027-25		25 tiras		
VC-028-10	Test Drogas de Abuso COC 150	10 tiras		
VC-028-25		25 tiras		
VC-029-10	Test Drogas de Abuso THC 50	10 tiras		
VC-029-25		25 tiras		
VC-030-10	Test Drogas de Abuso OPI 2000	10 tiras		
VC-030-25		25 tiras		
VC-031-10	Test Drogas de Abuso MOP 300	10 tiras		
VC-031-25		25 tiras		
VC-032-10	Test Drogas de Abuso MDMA 500	10 tiras		
VC-032-25		25 tiras		
VC-033-10	Test Drogas de Abuso MET 500	10 tiras		
VC-033-25		25 tiras		
VC-034-10	Test Drogas de Abuso FYL 200	10 tiras		
VC-034-25		25 tiras		

Simbología



Drogas de abuso en panel

Código	Producto	Pruebas por kit	Descripción	Lectura/ Muestra
VC-036-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles	Multipanel 3	
VC-036-25	COC/THC/AMP	25 paneles		
VC-037-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles		
VC-037-25	COC/THC/MET	25 paneles		
VC-038-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles	Multipanel 4	
VC-038-25	COC/THC/BZO	25 paneles		
VC-039-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles		
VC-039-25	COC/THC/AMP/MOP	25 paneles		
VC-040-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles	Multipanel 5	
VC-040-25	COC/THC/AMP/MDMA	25 paneles		
VC-041-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles		
VC-041-25	COC/THC/MET/BZO	25 paneles		
VC-042-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles	Multipanel 6	
VC-042-25	COC/THC/AMP/MET	25 paneles		
VC-043-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles		
VC-043-25	COC/THC/AMP/MET/BAR	25 paneles		
VC-044-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles	Multipanel 7	
VC-044-25	COC/THC/AMP/BZO/BAR	25 paneles		
VC-045-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles		
VC-045-25	COC/THC/AMP/MET/MOP	25 paneles		
VC-046-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles	Multipanel 8	
VC-046-25	COC/THC/MET/MOP/BZO	25 paneles		
VC-047-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles		
VC-047-25	COC/THC/AMP/MOP/BZO/BAR	25 paneles		
VC-048-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles	Multipanel 8	
VC-048-25	COC/THC/AMP/MET/MOP/MDMA	25 paneles		
VC-049-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles		
VC-049-25	COC/THC/AMP/MET/BZO/BAR	25 paneles		
VC-050-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles	Multipanel 8	
VC-050-25	COC/THC/AMP/MET/MOP/BZO	25 paneles		
VC-051-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles		
VC-051-25	COC/THC/MET/MOP/BZO/BAR	25 paneles		
VC-052-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles	Multipanel 8	
VC-052-25	COC/THC/AMP/MET/MOP/BZO/BAR	25 paneles		
VC-053-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel	10 paneles		
VC-053-25	COC/THC/AMP/MET/MOP/BZO/BAR/MDMA	25 paneles		

Simbología



Drogas de abuso en vaso

Código	Producto	Pruebas por kit	Descripción	Lectura/ Muestra
VC-054-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multidroga 3	
VC-054-25	COC/THC/AMP	25 vasos		
VC-055-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos		
VC-055-25	COC/THC/MET	25 vasos		
VC-056-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multidroga 4	
VC-056-25	COC/THC/BZO	25 vasos		
VC-057-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos		
VC-057-25	COC/THC/AMP/MOP	25 vasos		
VC-058-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multidroga 5	
VC-058-25	COC/THC/AMP/MDMA	25 vasos		
VC-059-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos		
VC-059-25	COC/THC/MET/BZO	25 vasos		
VC-060-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multidroga 6	
VC-060-25	COC/THC/AMP/MET	25 vasos		
VC-061-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos		
VC-061-25	COC/THC/AMP/MET/BAR	25 vasos		
VC-062-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multidroga 7	
VC-062-25	COC/THC/AMP/BZO/BAR	25 vasos		
VC-063-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos		
VC-063-25	COC/THC/AMP/MET/MOP	25 vasos		
VC-064-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multidroga 8	
VC-064-25	COC/THC/MET/MOP/BZO	25 vasos		
VC-065-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos		
VC-065-25	COC/THC/AMP/MOP/BZO/BAR	25 vasos		
VC-066-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multidroga 8	
VC-066-25	COC/THC/AMP/MET/MOP/MDMA	25 vasos		
VC-067-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos		
VC-067-25	COC/THC/AMP/MET/BZO/BAR	25 vasos		
VC-068-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multidroga 8	
VC-068-25	COC/THC/AMP/MET/MOP/BZO	25 vasos		
VC-069-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos		
VC-069-25	COC/THC/MET/MOP/BZO/BAR	25 vasos		
VC-070-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multidroga 8	
VC-070-25	COC/THC/AMP/MET/MOP/BZO/BAR	25 vasos		
VC-071-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos		
VC-071-25	COC/THC/AMP/MET/MOP/BZO/BAR/MDMA	25 vasos		

Simbología



Desionizadoras

Sistema de purificación de agua para laboratorio.

BWP-15

Producción: 15 litros/hora.

Monitor de calidad de agua externo.

Tipo de salida de agua: Ósmosis inversa y agua desionizada.

Requerimiento de agua: TDS <200 ppm, de 5 a 45 °C, 14 a 56 PSI.

Proceso de purificación: PF+AC+RO+DI

Calidad del agua

Tasa de rechazo de iones: 97 % a 99 %

Tasa de rechazo organico: > 99%

Tasa de rechazo de partículas y bacterias: > 99 %

Resistividad: De 15 a 18.2 MΩxcm

Conductividad: 0.055 a 0.067 µs/cm

Consumo de energía: 72 W.

Suministro de energía: 110 V, 60 Hz.

Tamaño: 410 x 220 x 420 mm. **Peso:** 18 Kg.

Incluye

Equipo, 1 kit de filtros, tanque de 15 L de agua, monitor de calidad de agua externo tipo pluma (TDS/Conductividad), paquete de accesorios para instalación.



BWP-45

Producción: 45 L/h.

Pantalla: LCD 5".

Monitor de calidad de agua interno.

Tipo de salida de agua: Ósmosis inversa y agua desionizada.

Requerimientos de suministro de agua: TDS <200 ppm, de 5 a 45 °C, 14 a 56 PSI.

Proceso de purificación: PF+AC+RO+AC+DI+TF (6 etapas)

Calidad de agua producto:

Resistividad: De 10 a 18.2 MΩxcm

Conductividad: 0.055 a 0.1 µs/cm

Metales pesados: < 0.1 ppb

Calidad de agua RO=TDS de agua (ppm) < TDS de entrada de agua *5%.

Bacterias: < 0.1 cfu/mL **Partículas:** (> 0.2 µm): < 1/mL

Consumo de energía: 120 W.

Suministro de energía: 110 V, 60 Hz

Tamaño: 650 x 540 x 1110 mm **Peso:** 70 Kg.

Incluye

Equipo, 1 kit de filtros de purificación, 2 tanques internos de 15 L de agua, paquete de accesorios para instalación. Regulador.



Quimioluminiscencia

Marcadores tumorales

Código	Producto	Pruebas por kit	Rango de medición	Volumen de muestra	Lectura/ Muestra	
GB-032-50	PSA Total	50	0.1 - 100.00 ng/mL	20 µL		
GB-032-100		100				
GB-033-50	Alfafetoproteína	50	0.61 - 1210.00 ng/mL	10 µL		
GB-033-100		100				
GB-034-50	PSA Libre	50	0.02 - 30.00 ng/mL	20 µL		
GB-034-100		100				
GB-035-50	CEA	50	0.02 - 30.00 ng/mL	10 µL		
GB-035-100		100				
GB-036-50	CA19-9	50	1 - 1000 U/mL	11 µL		
GB-036-100		100				
GB-037-50	CA15-3	50	1 - 300 U/mL	11 µL		
GB-037-100		100				
GB-052-50	CA72-4	50	0.20 - 300.00 U/mL	29 µL		
GB-052-100		100				
GB-053-50	HE4	50	15 - 1500 pmol/L	15 µL		
GB-053-100		100				
GB-075-50	CA50	50	1.00 - 250.00 U/mL	19 µL		
GB-075-100		100				
GB-076-50	CA125	50	1 - 5000 U/mL	19 µL		
GB-076-100		100				
GB-077-50	CYFRA21-1	50	0.1 - 500 ng/mL	19 µL		
GB-077-100		100				
GB-078-50	NSE	50	0.05 - 370.00 ng/mL	20 µL		
GB-078-100		100				
GB-079-50	CA242	50	0.20 - 300.00 U/mL	14 µL		
GB-079-100		100				



Marcadores cardiacos

Código	Producto	Pruebas por kit	Rango de medición	Volumen de muestra	Lectura/ Muestra
GB-001-50	CK-MB	50	0.30 - 300.00 ng/mL	70 µL en  , 50 µL en 	 12.8 min   13.2 min 
GB-001-100		100			
GB-002-50	hs-cTnI	50	0.001 - 80.00 ng/mL	75 µL en  , 50 µL en 	 12.8 min   14.8 min 
GB-002-100		100			
GB-003-50	Mioglobina	50	2.0 - 4000.0 ng/mL	25 µL en  , 50 µL en 	 12.8 min   13.2 min 
GB-003-100		100			
GB-004-50	BNP	50	7.00 - 5000.00 pg/mL	99 µL en  , 50 µL en 	
GB-004-100		100			
GB-005-50	Dímero D	50	0.10 - 100 µg FEU/mL	10 µL en  , 35 µL en 	 12.8 min   14.8 min 
GB-005-100		100			
GB-040-50	NT-proBNP	50	20.00 - 35000.00 pg/mL	80 µL en  , 50 µL en 	
GB-040-100		100			
GB-041-50	hs-cTnT	50	3.00 - 10000.00 pg/mL	50 µL	
GB-041-100		100			
GB-066-50	Lp-PLA2	50	5.0 - 1000.0 ng/mL	10 µL	 16 min  
GB-066-100		100			
GB-067-50	H-FABP	50	1.00 - 120.00 ng/mL	10 µL en  , 20 µL en 	 18 min  
GB-067-100		100			

Marcadores de inflamación

Código	Producto	Pruebas por kit	Rango de medición	Volumen de muestra	Lectura/ Muestra
GB-027-50	Procalcitonina	50	0.02 - 100 ng/mL	10 µL en 30 µL en	 12.8 min   14.8 min 
GB-027-100		100			
GB-028-50	PCR	50	0.30 - 350 mg/mL	10 µL en 30 µL en	 10.5 min   11 min 
GB-028-100		100			
GB-069-50	Interleucina - 6	50	1.5 - 5000.00 pg/mL	50 µL	 12.8 min   18 min 
GB-069-100		100			



Marcadores tiroideos

Código	Producto	Pruebas por kit	Rango de medición	Volumen de muestra	Lectura/ Muestra
GB-006-50	T3	50	0.3 - 10 nmol/L	50 µL	
GB-006-100		100			
GB-007-50	T4	50	5.4 - 320.0 nmol/L	10 µL	
GB-007-100		100			
GB-008-50	FT3	50	0.4 - 50 pmol/L	50 µL	
GB-008-100		100			
GB-009-50	FT4	50	0.3 - 100 pmol/L	15 µL	
GB-009-100		100			
GB-010-50	Anti-TG	50	10.0 - 4000.0 IU/mL	25 µL	
GB-010-100		100			
GB-011-50	Anti-TPO	50	5.0 - 600.0 IU/mL	30 µL	
GB-011-100		100			
GB-012-50	TSH	50	0.005 - 100 µIU/mL	100 µL	
GB-012-100		100			
GB-013-50	Tiroglobulina	50	0.04 - 500.00 ng/mL	50 µL	
GB-013-100		100			

Enfermedades infecciosas

Código	Producto	Pruebas por kit	Rango de medición	Volumen de muestra	Lectura/ Muestra
GB-044-50	HIV Ag/Ab Combo	50	N/A	100 µL	
GB-044-100		100			
GB-045-50	Sífilis	50	N/A	50 µL	
GB-045-51		100			
GB-046-50	HBsAg quant	50	0.05 - 200.00 IU/mL	150 µL	
GB-046-100		100			
GB-048-50	HBeAg	50	0.05 - 210 IU/mL	100 µL	
GB-048-100		100			
GB-051-50	Anti-HCV	50	N/A	50 µL	
GB-051-100		100			

Simbología



Diabetes

Código	Producto	Pruebas por kit	Rango de medición	Volumen de muestra	Lectura/ Muestra
GB-029-50 GB-029-100	HbA1c	50 100	3.80 - 18.50 %	10 µL	 
GB-030-50 GB-030-100	Insulina	50 100	0.15 - 300 µIU/mL	50 µL	 
GB-071-50 GB-071-100	Péptido C	50 100	0.10 - 40 ng/mL	99 µL	  
GB-072-50 GB-072-100	IAA	50 100	2 - 175 IU/mL	50 µL	 

Hipertensión

Código	Producto	Pruebas por kit	Rango de medición	Volumen de muestra	Lectura/ Muestra
GB-024-50 GB-024-100	Cortisol	50 100	0.4 - 60 µg/dL	50 µL	  
GB-025-50 GB-025-100	Renina	50 100	0.50 - 500.00 pg/mL	50 µL	 
GB-026-50 GB-026-100	Aldosterona	50 100	8 - 1000 pg/mL	100 µL	  

Metabolismo óseo

Código	Producto	Pruebas por kit	Rango de medición	Volumen de muestra	Lectura/ Muestra
GB-031-50 GB-031-100	25-OH-VD	50 100	3.00 - 70.00 ng/mL	15 µL	 
GB-073-50 GB-073-100	Osteocalcina	50 100	1.5 - 300.00 ng/mL	15 µL	 

Simbología



Anemia

Código	Producto	Pruebas por kit	Rango de medición	Volumen de muestra	Lectura/ Muestra
GB-038-50	Ferritina	50	0.50 - 2000.00 ng/mL	10 µL	 
GB-038-100		100			

Inmunoglobulinas

Código	Producto	Pruebas por kit	Rango de medición	Volumen de muestra	Lectura/ Muestra
GB-039-50	IgE	50	0.15 - 2000 IU/mL	11 µL	 
GB-039-100		100			

Hormonas

Código	Producto	Pruebas por kit	Rango de medición	Volumen de muestra	Lectura/ Muestra
GB-014-50	LH	50	0.2 - 250 mIU/mL	49 µL	 
GB-014-100		100			
GB-016-50	-HCG	50	0.6 - 20000.0 mIU/mL	10 µL	 
GB-016-100		100			
GB-017-50	Estradiol	50	20 - 4800 pg/mL	50 µL	 
GB-017-100		100			
GB-018-50	FSH	50	0.2 - 200.00 mIU/mL	19 µL	 
GB-018-100		100			
GB-019-50	Testosterona	50	0.1 - 16 ng/mL	50 µL	 
GB-019-100		100			
GB-020-50	hGH	50	0.02 - 35 ng/mL	19 µL	 
GB-020-100		100			
GB-021-50	Prolactina	50	0.25 - 200 ng/mL	20 µL	 
GB-021-100		100			
GB-022-50	Progesterona	50	0.1 - 40 ng/mL	25 µL	 
GB-022-100		100			
GB-042-50	-HCG Libre	50	0.1 - 190.0 mIU/mL	10 µL	 
GB-042-100		100			

Simbología



Bcl 6000

Analizador de inmunoensayo por quimioluminiscencia.

- ✓ Hasta 150 pruebas por hora.
- ✓ Primer resultado en 10 minutos.
- ✓ Técnica con éster de acridinio.
- ✓ 50 posiciones de muestra con carga automática.
- ✓ 14 posiciones de reactivo en compartimiento refrigerado.
- ✓ Lectura de hematocrito integrada.



Pantalla táctil



Funcionamiento silencioso



Control de calidad con graficos L-J



Calibración con curva maestra y controles bajo y alto

✓ Rotor de reactivos.

- 14 posiciones de reactivo.
- Detección automática por código QR.
- Compartimiento refrigerado
- Estabilidad de reactivos de 1 mes a bordo.
- Intercambio de reactivo en tiempo real.

✓ Bandeja de consumibles.

- Compartimiento doble exclusivo para consumibles.
- Copillas y puntas en un solo rack.
- Contador de consumibles.
- Ingreso continuo que evita pausas en el proceso

✓ Autocargador.

- 50 posiciones de muestra con carga automática
- 1 rack exclusivo para calibradores
- 1 rack exclusivo para controles

✓ Unidad de muestreo.

- Uso de tubo primario.
- Carga automática de muestras con mezclado de tubo con sangre total.
- Pipeteo individual que evita contaminación cruzada.
- Detección de nivel de líquido.
- Detección de burbujas y coágulos.

✓ Interfaz.

- Conexión LIS/HIS disponible.

✓ Condiciones de trabajo.

- Fuente de alimentación 110 ± 10%
- Power VA: 600 VA
- Temperatura: 15°C ~ 30°C
- Humedad relativa: 10% ~ 85%

✓ Consumo de agua.

- 5L por cada 500 pruebas.