

PRUEBAS RAPIDAS

Código	Producto	Pruebas por kit	Descripción	Lectura/ Muestra
Enfermedades vectoriales				
VC-001-10	Chagas Ab	10 placas	Detección cualitativa de IgG anti-Trypanosoma cruzi.	
VC-001-25		25 placas		
VC-002-10	Chikungunya IgG/IgM	10 placas	Detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM anti-virus Chikungunya.	
VC-002-25		25 placas		
VC-003-10	Dengue IgG/IgM y NS1 Combo	10 placas	Detección cualitativa de anticuerpos (IgG e IgM) y antígeno NS1 (DEN1, 2, 3, 4) del virus del Dengue.	
VC-003-25		25 placas		
VC-004-10	Dengue IgG/IgM	10 placas	Detección cualitativa de IgG e IgM anti-virus del Dengue.	
VC-004-25		25 placas		
Enfermedades infecciosas				
VC-012-10	Procalcitonina	10 placas	Detección cualitativa de procalcitonina	
VC-012-25		25 placas		
Enfermedades hepáticas				
VC-018-10	HAV IgG/IgM	10 placas	Detección cualitativa de IgG e IgM anti Hepatitis A	
VC-018-25		25 placas		
VC-019-10	HBsAg	10 placas	Detección cualitativa del antígeno de superficie de la Hepatitis B	
VC-019-25		25 placas		
VC-020-10	HCV Ab	10 placas	Detección cualitativa de hepatitis C	
VC-020-25		25 placas		
Enfermedades de transmisión sexual				
VC-017-10	Sífilis	10 placas	Detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra Treponema pallidum	
VC-017-25		25 placas		
VC-021-10	HIV 1.2 /HIV p24 Combo	10 placas	Detección cualitativa del antígeno p24 del VIH-1 (Ag) y anticuerpos (Ab) contra el VIH-1 y el VIH-2	
VC-021-25		25 placas		
VC-022-10	HIV1.2 /Sífilis Combo	10 placas	Detección cualitativa de anticuerpos contra Treponema pallidum, VIH1 y/o VIH 2	
VC-022-25		25 placas		
VC-023-10	HIV -1+2 Ab	10 placas	Detección cualitativa de anticuerpos contra VIH1 y VIH 2	
VC-023-25		25 placas		
Enfermedades respiratorias				
VC-010-10	Influenza A+B	10 placas	Detección cualitativa de los antígenos del virus de la Influenza A y B	
VC-010-25		25 placas		
VC-024-10	SARS-CoV-2 / Influenza A + B	10 placas	Detección cualitativa de antígeno SARS-CoV-2, Influenza A y B	
VC-024-25		25 placas		

Simbología





Código	Producto	Pruebas por kit	Descripción	Lectura/ Muestra
Marcadores tumorales				
VC-013-10	PSA	10 placas	Detección cualitativa de PSA	  
VC-013-25		25 placas		
Marcadores cardiaco				
VC-011-10	Mioglobina/CK-MB/Troponi- na I Combo	10 placas	Detección cualitativa de Mioglobina Humana, CK-MB y Troponina I	  
VC-011-25		25 placas		
Marcadores inflamatorios intestinales				
VC-005-10	FOB	10 placas	Detección cualitativa de hemoglobina humana en heces.	 
VC-005-25		25 placas		
Antígenos fecales bacterianos				
VC-006-10	H. pylori Ag	10 placas	Detección cualitativa de antígeno H. Pylori.	 
VC-006-25		25 placas		
VC-007-10	H. pylori Ab	10 placas	Detección cualitativa de anticuerpos (IgG, IgM e IgA) contra H. Pylori.	  
VC-007-25		25 placas		
Antígenos fecales virales				
VC-014-10	Rota/Adeno Ag	10 placas	Deteccion cualitativa de Rotavirus y Adenovirus.	 
VC-014-25		25 placas		
VC-016-10	Rotavirus	10 placas	Detección cualitativa de Rotavirus.	
VC-016-25		25 placas		
Fertilidad femenina				
VC-008-10	hCG Test Tira	10 tiras	Deteccion temprana de la Gonadotropina Corionica Humana (hCG).	 
VC-008-25		25 tiras		
VC-008-50		50 tiras		
VC-009-10	hCG Test Cassette	10 placas	Detección temprana de la Gonadotropina Corionica Humana (hCG).	
VC-009-25		25 placas		

Simbología



Drogas de abuso

Código	Producto	Pruebas por kit	Descripción	Lectura/ Muestra
VC-025-10	Test Drogas de Abuso AMP 500	10 tiras	Tira individual	
VC-025-25		25 tiras		
VC-026-10	Test Drogas de Abuso BZO 300	10 tiras		
VC-026-25		25 tiras		
VC-027-10	Test Drogas de Abuso BAR 300	10 tiras		
VC-027-25		25 tiras		
VC-028-10	Test Drogas de Abuso COC 150	10 tiras		
VC-028-25		25 tiras		
VC-029-10	Test Drogas de Abuso THC 50	10 tiras		
VC-029-25		25 tiras		
VC-030-10	Test Drogas de Abuso OPI 2000	10 tiras		
VC-030-25		25 tiras		
VC-031-10	Test Drogas de Abuso MOP 300	10 tiras		
VC-031-25		25 tiras		
VC-032-10	Test Drogas de Abuso MDMA 500	10 tiras		
VC-032-25		25 tiras		
VC-033-10	Test Drogas de Abuso MET 500	10 tiras		
VC-033-25		25 tiras		
VC-034-10	Test Drogas de Abuso FYL 200	10 tiras		
VC-034-25		25 tiras		
VC-036-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/AMP	10 paneles	Multipanel 3	
VC-036-25		25 paneles		
VC-037-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/MET	10 paneles		
VC-037-25		25 paneles		
VC-038-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/BZO	10 paneles		
VC-038-25		25 paneles		
VC-039-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/AMP/MOP	10 paneles	Multipanel 4	
VC-039-25		25 paneles		
VC-040-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/AMP/MDMA	10 paneles		
VC-040-25		25 paneles		
VC-041-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/MET/BZO	10 paneles		
VC-041-25		25 paneles		
VC-042-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/AMP/MET	10 paneles		
VC-042-25		25 paneles		

Simbología





Código	Producto	Pruebas por kit	Descripción	Lectura/ Muestra
VC-043-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/AMP/MET/BAR	10 paneles	Multipanel 5	
VC-043-25		25 paneles		
VC-044-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/AMP/BZO/BAR	10 paneles		
VC-044-25		25 paneles		
VC-045-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/AMP/MET/MOP	10 paneles		
VC-045-25		25 paneles		
VC-046-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/MET/MOP/BZO	10 paneles		
VC-046-25		25 paneles		
VC-047-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/AMP/MOP/BZO/BAR	10 paneles	Multipanel 6	
VC-047-25		25 paneles		
VC-048-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/AMP/MET/MOP/MDMA	10 paneles		
VC-048-25		25 paneles		
VC-049-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/AMP/MET/BZO/BAR	10 paneles		
VC-049-25		25 paneles		
VC-050-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/AMP/MET/MOP/BZO	10 paneles		
VC-050-25		25 paneles		
VC-051-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/MET/MOP/BZO/BAR	10 paneles	Multipanel 7	
VC-051-25		25 paneles		
VC-052-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/AMP/MET/MOP/BZO/BAR	10 paneles	Multipanel 8	
VC-052-25		25 paneles		
VC-053-10	Test Multi-drogas de Abuso en panel COC/THC/AMP/MET/MOP/BZO/BAR/MDMA	10 paneles	Multipanel 8	
VC-053-25		25 paneles		



Drogas de abuso en vaso

Código	Producto	Pruebas por kit	Descripción	Lectura/ Muestra
VC-054-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 3	
VC-054-25	COC/THC/AMP	25 vasos		
VC-055-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 3	
VC-055-25	COC/THC/MET	25 vasos		
VC-056-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 3	
VC-056-25	COC/THC/BZO	25 vasos		
VC-057-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 4	
VC-057-25	COC/THC/AMP/MOP	25 vasos		
VC-058-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 4	
VC-058-25	COC/THC/AMP/MDMA	25 vasos		
VC-059-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 4	
VC-059-25	COC/THC/MET/BZO	25 vasos		
VC-060-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 4	
VC-060-25	COC/THC/AMP/MET	25 vasos		
VC-061-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 5	
VC-061-25	COC/THC/AMP/MET/BAR	25 vasos		
VC-062-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 5	
VC-062-25	COC/THC/AMP/BZO/BAR	25 vasos		
VC-063-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 5	
VC-063-25	COC/THC/AMP/MET/MOP	25 vasos		
VC-064-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 5	
VC-064-25	COC/THC/MET/MOP/BZO	25 vasos		
VC-065-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 6	
VC-065-25	COC/THC/AMP/MOP/BZO/BAR	25 vasos		
VC-066-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 6	
VC-066-25	COC/THC/AMP/MET/MOP/MDMA	25 vasos		
VC-067-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 6	
VC-067-25	COC/THC/AMP/MET/BZO/BAR	25 vasos		
VC-068-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 6	
VC-068-25	COC/THC/AMP/MET/MOP/BZO	25 vasos		
VC-069-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 6	
VC-069-25	COC/THC/MET/MOP/BZO/BAR	25 vasos		
VC-070-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 7	
VC-070-25	COC/THC/AMP/MET/MOP/BZO/BAR	25 vasos	Vaso multipanel 7	
VC-071-10	Test Multi-drogas de Abuso en vaso	10 vasos	Vaso multipanel 8	
VC-071-25	COC/THC/AMP/MET/MOP/BZO/BAR/MDMA	25 vasos	Vaso multipanel 8	

Simbología



Desionizadoras

BWP-15

Sistema de purificación de agua para laboratorio.

Producción: 15 L/h.

Pantalla: LCD.

Tipo de salida de agua: Ósmosis inversa y agua desionizada.

Suministro de agua: TDS <200 ppm, de 5 a 45 °C, 14 a 56 PSI.

Proceso de purificación: PF+AC+RO+DI



Unidad de pretratamiento

Filtro PP, Filtro especial de carbón activo.

Unidad subsecuente

Columna de purificación por desionización (Resina importada).

Calidad del agua pura

- Tasa de rechazo de iones: 97 % a 99 % (Membrana RO Nueva)
- Tasa de rechazo organico: > 99%, si MW >200 Dalton
- Tasa de rechazo de partículas y bacterias: > 99 %
- Resistividad: De 15 a 18.2 MΩxcm
- Conductividad: 0.055 a 0.067 μs/cm

Monitor de calidad de agua interno.

Consumo de energía: 72 W.

Suministro de energía: 110 V, 60 Hz.

Tamaño y peso: 410 x 220 x 420 mm, 35 Kg.

Unidad RO

Membrana 100 GPD RO

Sistema de control

- Control electrónico automático del sensor de presión, lavado automático de membrana RO.
- Stop automático cuando hay escasez de suministro de agua.
- Stop automático cuando el tanque de agua está lleno.
- Corte de agua automático cuando la bomba se detiene.
- 24 horas de producción continua.

Incluye

Equipo, 1 kit de filtros de purificación, tanque de 15 L de agua, monitor de calidad de agua externo (TDS/Conductividad) tipo pluma, paquete de accesorios para instalación.

BWP-45

Sistema de purificación de agua para laboratorio.

Producción: 45 L/h.

Pantalla: LCD 5".

Tipo de salida de agua: Ósmosis inversa y agua desionizada.

Requerimientos de suministro de agua: TDS <200 ppm, de 5 a 45 °C, 14 a 56 PSI.

Proceso de purificación: PF+AC+RO+AC+DI+TF (6 etapas)

Unidad de pretratamiento

Filtro 20" PP

Filtro 20" de carbón activo

Filtro de bloque de carbón activo 20"

Unidad RO: Membrana 300 GPD RO

Unidad subsecuente

Columna de purificación de materia orgánica, columna de ultrapurificación de 12 L (Resina importada), filtro terminal PES importado 0.2 µm.

Calidad de agua producto:

Resistividad: De 10 a 18.2 MΩxcm

Conductividad: 0.1 a 0.055 µs/cm

Metales pesados: < 0.1 ppb

Calidad de agua RO=TDS de agua RO (ppm)

< TDS de entrada de agua *5%.

Bacterias: < 0.01 cfu/mL

Partículas (> 0.2 µm): < 1/mL

Consumo de energía: 120 W.

Suministro de energía: 110 V, 60 Hz

Tamaño y peso: 640 x 540 x 1110 mm, 90 Kg.

Incluye

Equipo, 1 kit de filtros de purificación, 2 tanques internos de 15 L de agua, paquete de accesorios para instalación.

